

SERIA MULTI



MULTI-03 (ABS) z wyposażeniem

Przykładowe rozwiązanie

Elementy wózków serii **MULTI** wykonano z:

szafka (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, szafka wyposażona w materiał wygłuszający, minimalizujący drgania

blat (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub z tworzywa ABS, blat z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami

podstawa (do wyboru): ze stali malowanej proszkowo, stalowa w osłonie z tworzywa ABS, lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, podstawa wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- wysuwane kuwety o różnych pojemnościach
- wysuwane kosze o różnych wielkościach
- kosz na cewniki
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na rękawiczki: pojedynczy, podwójny lub potrójny
- pojemnik na zużyte igły
- koszyk na akcesoria
- nadstawka
- dozownik mydła
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym



MULTI-03

z dwoma wysuwanymi blatami

Wymiary szafki:

długość: **400, 600, 700, 800, 900 mm [L]**

szerokość: **500 mm [S]**

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm [H]**

Wymiary szafki / szuflad do ustalenia z Zamawiającym.

Możliwość stosowania koszy lub kuwety o wymiarach 400 x 300 mm.

Modele szafek:



MULTI-01

długość szafki:
400 mm [L]



MULTI-02

długość szafki:
600 mm [L]



MULTI-03

długość szafki:
800 mm [L]



MULTI-04

długość szafki:
700 mm [L]



MULTI-06

długość szafki:
900 mm [L]

Opcje wykonania:



Opcja ABS:

szafka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL, blat i osłona podstawy z tworzywa ABS



Opcja ST:

szafka w całości stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL



Opcja KO:

szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9