

SERIA WMW



Elementy wózków serii WMW wykonano z:
stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złązek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
szuflady z systemem samodomykania
podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą



WMW-1230

Wymiary całkowite: 640 x 540 x 1100 mm [L x S x H]

WMW-1110 ABS

Opcja: blat i osłona podstawy z tworzywa ABS



WMW-1110

Wymiary całkowite: 640 x 540 x 960 mm [L x S x H]



WMW-1210

Wymiary całkowite: 640 x 540 x 1030 mm [L x S x H]



WMW-1450

Wymiary całkowite: 640 x 540 x 1160 mm [L x S x H]



WMW-2110

Wymiary całkowite: 845 x 495 x 960 mm [L x S x H]

SERIA WT

Szafki serii WT wykonano w całości ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażono w koła o średnicy 200 mm.

Wymiary całkowite: 800 x 600 x 900 mm [L x S x H] (podana wysokość - od podłoża do blatu)



WT-01K0



WT-01ST

