


## KOSZE STERYLIZACYJNE SERIA KSKO

**Kosze serii KSKO** wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wielkość koszy dostosowana jest do jednostki wsadu sterylizacyjnego, zgodnie z wymogami norm europejskich wg PN-EN-2852.

Konstrukcja umożliwia łatwe ich składowanie poprzez ustawienie jednego na drugim, umieszczenie w specjalnych wózkach lub regałach.



KS-1

**Wymiary całkowite:**  
575 x 280 x 135 mm  
[L x S x H]



KS-2

**Wymiary całkowite:**  
575 x 280 x 260 mm  
[L x S x H]




KS-3

**Wymiary całkowite:**  
575 x 280 x 260 mm  
[L x S x H]

## REGAŁY I STOJAKI LISTWOWE SYSTEM RKS

**System RKS** wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

**Regały** stanowią listwy naścienne lub wolnostojące z zaczepami do zawieszania koszy i półek.



RKS-2

**Wymiary:**  
wysokość: 800-1600 mm [H] - w zależności od wyposażenia  
rozstaw listew: 530 mm



Regał RKS-2 z wyposażeniem



RKS-3

**Wymiary całkowite:**  
550 x 450 x 1900 mm  
[L x S x H]



RKS-4

**Wymiary całkowite:**  
550 x 750 x 1900 mm  
[L x S x H]