

KACPEREK



Zestaw AB z blatem monolitycznym

Elementy **stanowiska serii KACPEREK** wykonano z:

szafka i półki z płyty meblowej obustronnie laminowanej, **szafka** wyposażona w stopki z możliwością poziomowania
front z płyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL

blat modułu A (wanienka), **U** (umywalka) i **B** (przewijak) z laminatu poliestrowo-szklanego

przewijak wyposażony w materacyk

Standardowo: każdy moduł jest wolnostojący, **opcja:** moduły połączone za pomocą blend

Standardowo: w każdym module blat jest oddzielny, **opcja:** blat monolityczny dla zestawu AB

Wyposażenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa sztorcowa z długą wylewką, bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką typu prysznic, bateria sztorcowa z termostatem z długą wylewką, ogrzewacz noworodkowy, kosz na odpady, wysuwana półka pod wagę



Moduł U - umywalka

Wymiary:
400 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł A - wanienska

Wymiary:
800 x 580 x 900 mm lub
900 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł B - przewijak

Wymiary:
700 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł P - zestaw półek

Wymiary:
250 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł B - przewijak, z ogrzewaczem noworodkowym



Zestaw UABBP z wyposażeniem dodatkowym