

SERIA SPTM AL



SPTM-02/AL



SPTM-03/AL

Elementy **stolików serii SPTM AL** wykonano z **stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych, złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL
blat stalowy, lakierowany proszkowo, z bandami z tworzywa ABS, wyposażony w materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym
szafka z płyty meblowej obustronnie laminowanej, wyposażona w nogi z możliwością poziomowania

SERIA SAM



SAM-01

Elementy **stolików serii SAM** wykonano z:
blat stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybkami z pleksi, wyposażony w materacyk
szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej, laminowanej białej, wyposażona w koła o średnicy 100 mm
front z płyty MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
wysuwana półka pod wagę z płyty meblowej wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu

Wymiary całkowite: 1000 x 700 x 1050 mm

[L x S x H]

Wysokość do blatu: 900 mm



SAM-01 z półką



SAM-02S



SAM-03



SAM-01S

SERIA RN



RN-01

Elementy **stolików serii RN** wykonano z:
blat stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z czterech stron uchylnymi szybkami z pleksi, wyposażony w materacyk
szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej laminowanej białej
front z płyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL
podstawa stalowa lakierowana proszkowo lub stalowa w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary całkowite: 550 x 700 x 1050 mm

[L x S x H]

Wysokość do blatu: 900 mm

Wysokość burty z pleksi: 190 mm



RN-02



RN-03



RN-04