



BM1
indeks: BM1-SG-W

Elementy łóżeczek serii **BM1** i **BM2** wykonano z:
stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, kojec z tworzywa sztucznego
elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL
podstawa z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą

Wymiary zew. łóżeczka BM1: 755 x 480 x 970 mm [L x S x H]
Wymiary zew. łóżeczka BM2: 765 x 480 x 970 mm [L x S x H]
Wymiary zew. łóżeczka BM2-D-SG: 815 x 480 x 970-1270 mm [L x S x H]

Wymiary wew. kojca: 660 x 410 x 220 mm [L x S x H]

Opcja: wysokość regulowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 970-1270 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- półki koszowe, półki stalowe
- koszyki na akcesoria
- pojemnik na rękawiczki
- kosz na odpady z pokrywą, uchwyt worka na odpady



BM1
indeks: BM1



BM1
indeks: BM1-W



BM1
indeks: BM1-SG-W



BM2
indeks: BM2



BM2
indeks: BM2-K



BM2
indeks: BM2-2K



BM2
indeks: BM2-D



BM2
indeks: BM2-D-SG



*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.