


SERIA OPTIMUM TYP R



OR-2ABS z wyposażeniem

Elementy wózków serii **OPTIMUM typ R** (reanimacyjne) wykonane z:
szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo
stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały
blat górny z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogłębieniem
blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka
podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą
elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL - wzornik TECH-MED

Opcja: blat górny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie dodatkowe: półka pod defibrylator, wysuwany blat, koła kierunkowe, deska do RKO, wieszak na kroplówki, koszyki na akcesoria, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, półka pod defibrylator, deska do przeprowadzania RKO, uchwyt do butli z tlenem, listwa zasilająca

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:

700 x 560 x 1000 mm [L x S x H]


Wymiary szafka: 600 x 500 mm [L x S]

wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm

Wymiar półki: 600 x 500 mm



OR-1ABS



OR-2ABS



OR-1ABS



OR-2ABS



OR-2ABS



OR-2ABS