

SERIA PT

Parawany teleskopowe serii PT w całości wykonano ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. Parawany wyposażono w zasłonek z poliestru z wodoodporną powłoką lub zmywalną.

Mocowanie wysięgnika: do ściany, z uchwytem na szynę instrumentalną lub na podstawie jezdnej. Podstawa jezdna stalowa, lakierowana proszkowo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, lub z tworzywa ABS



PT-01



PT-02 z uchwytem na szynę instrumentalną USU2-01

Wymiary teleskopu:

- długość w stanie złożonym: **700 mm**
- długość w stanie rozłożonym: **2000 mm**

PT-01/250

- długość w stanie złożonym: **850 mm**
- długość w stanie rozłożonym: **2500 mm**



PT-03/ABS na podstawie jezdnej z ABS

Kolory zasłonek zmywalnych: niebieski, żółty, biały, beżowy, seledynowy

Kolory zasłonek materiałowych (poliester): miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy, zielony



niebieski



żółty



Opcja: regulacja wysokości w zakresie: 1500-1700 mm, podstawa z tworzywa ABS

Wymiary teleskopu:

- Długość w stanie złożonym: **700 mm**
- Długość w stanie rozłożonym: **2000 mm**

Wymiary podstawy :

- długość: **750 mm [L]**
- szerokość: **455 mm [S]**
- Wysokość całkowita 1700 mm [H]**



Opcja: stelaż parawanu wykonany w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 - PT-03/KO