


SERIA PJ



PJ-01 ST

Elementy **parawanów serii PJ** wykonano z:

stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, **podstawa** z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą **wypełnienie** stanowi **zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką** dostępna w kolorach: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy, zielony.

Opcjonalnie: stelaż lakierowany na wybrany kolor wg palety RAL, stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary:

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **800, 1000, 1200 mm [L]**
 - długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **700 mm [H]**
 - wysokość całkowita: **1700 mm [H]**
 - szerokość podstawy: **450 mm [S]**
- * Przy długości skrzydła 1200 mm, szerokość podstawy wynosi 500 mm



PJ-02 ST



PJ-03 ST



PJ-03 ST



PJ-01 ST (MAT)

Elementy **parawanów serii PJ** z płytą z tworzywa wykonano z: **stelaż** z kształtownika giętego stalowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, **podstawa** z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą **wypełnienie** stanowi biała płyta z tworzywa ABS.

Opcja: stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 stelaż lakierowany na wybrany kolor RAL

Oznaczenie wykonania:

- KO** stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- ST** stal lakierowana proszkowo