

## STOJAKI DO MISEK NA ODPADKI SERIA SMO



SMO-01



SMO-02



SMO-03

średnica podstawy: 600 mm  
wysokość stojaka: 310 mm  
miski o pojemności: 30 l



SMO-04

pojemność wiadra 10 l  
wysokość wiadra: 250 mm  
średnica podstawy: 480 mm



SMO-05

pojemność wiadra 10 l  
wysokość wiadra: 250 mm  
średnica podstawy: 480 mm

### Stojak do misek na odpadki seria SMO

wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**miski na odpadki** ze stali nierdzewnej o pojemności 2,5 lub 4,5 lub 9 l

**podstawa** pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm

Średnica podstawy: 600 mm

Wysokość całkowita: 840 mm

## PODESTY OPERACYJNE SERIA PO




PO-01

### Wymiary całkowite:

długość: 480 mm [L]

szerokość: 320 mm [S]

wysokość: 130, 220, 280 mm [H]



PO-02

### Wymiary całkowite:

długość: 480 mm [L]

szerokość: 650 mm [S]

wysokość: 425 mm [H]



PO-02/U

Podest wyposażony w poręczę z możliwością regulacji wysokości

### Wymiary całkowite:

długość: 480 mm [L]

szerokość: 650 mm [S]

wysokość: 1115-1290 mm [H]

Podesty operacyjne serii **PO** wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**nóżki** z możliwością wyregulowania

**blat** pokryty materiałem antypoślizgowym