

SERIA OPTIMUM TYP P



Elementy wózków serii **OPTIMUM typ P** (proceduralne) wykonane z:
szafka, półka stalowe lakierowane proszkowo
stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały
blat górny z tworzywa ABS z burtami z 3 stron, z pogłębieniem
blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wózka
podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z przetłoczeniem, z zabezpieczeniem przed zsunięciem się sprzętu i z odbojami scalonymi z podstawą
elementy dekoracyjne, fronty szuflad, uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL - wzornik TECHMED

Opcja: blat górny ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub ze stali lakierowanej proszkowo;

Wyposażenie dodatkowe: koszyki na akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzędzia, pojemniki na rękawiczki, pojemniki na zużyte igły, koszyki na cewniki, kosz na odpady, listwa zasilająca, wysuwany blat boczny

Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:

700 x 560 x 1000 [L x S x H]

Wymiary szafki: 600 x 500 mm [L x S]

wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm

Wymiar półki: 600 x 500 mm

Konfiguracja według indywidualnego zapotrzebowania Klienta

OP-2ABSb



OP-2ABS



OP-2KO



OP-2ST



OP-3ABSb



OP-2ABS



OP-3ABSb



OP-2ABS