



D-03/A



D-03/C



D-03/C1



D-03/F1 z wyposażeniem



D-04/A



D-04/B



D-04/C



D-04/D



D-04/E



D-04/B z szufladą

Wymiary całkowite:

D-04/A, B, C: 680 x 430 x 890 mm

D-04/E: 480 x 430 x 890 mm

[L x S x H]

Wymiary tacy: 255 x 360 x 17 mm [L x S x H]

Wymiar kuwety: 395 x 325 x 65 mm [L x S x H]

Wymiar kosza: 655 x 410 x 90 mm [L x S x H]

Oznaczenie wykonania:

KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9

ST stal lakierowana proszkowo

STOLIKI ODDZIAŁOWE SERIA WL

WL-01ST/B



WL-01ST/A



WL-01ST/A z koszykiem na akcesoria i miską uchylną

Wymiary całkowite: 660 x 430 x 890 mm
[L x S x H]

Elementy **stolików serii WL** wykonano z:

stelaż aluminiowo-stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanych dwóch tac, 2 tace na jeden poziom
przegrody do leków z tworzywa sztucznego - 60 na 1 poziom

Opcjonalnie: stelaż, koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, miska na odpadki ze stali nierdzewnej, koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo