

STOLIK INSTRUMENTALNY E-02

Elementy **stolików serii E-02** wykonano z:
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z **brzegami wywiniętymi do góry** lub **pogłębieniem**, wysokość regulowana ręcznie w zakresie 850-1300 mm
podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 75 mm

Opcjonalnie: stoliki w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary całkowite:
800 x 500 x 850-1300 mm
[L x S x H]

Wymiar blatu: 750 x 500 mm
[L x S]



STOLIK INSTRUMENTALNY E-03

Stolik E-03 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

blat z pogłębieniem, wysokość regulowana ręcznie **przy pomocy korby** w zakresie 850-1200 mm
podstawa wyposażona w koła o średnicy 75 mm

Wymiary całkowite: 1100 x 600 x 850-1200 mm
[L x S x H]

Wymiar blatu: 1100 x 600 mm
[L x S]



Stolik E-03KO/A wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
stelaż z rur ze stali kwasoodpornej
podstawa z rur ze stali kwasoodpornej wyposażona w 4 koła o średnicy 75 mm z blokadą
ręczna regulacja wysokości blokowana dwoma śrubami dociskowymi
blat stanowi tacę o wymiarach 900 x 600 mm
regulacja wysokości w zakresie 850-1200 mm

Wymiary całkowite: 900 x 600 x 850-1200 mm
[L x S x H]
Wymiar blatu: 900 x 600 mm
[L x S]

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo