

SERIA STKO TYP ST

Stoliki zabiegowe serii STKO są wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, **stelaż** z kształtownika kwadratowego giętego z zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowania wyposażenia dodatkowego wyposażony w koła o średnicy 125 mm, z odbojami, w tym dwa z blokadą.

blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się

uchwyty do przetaczania stolika są umieszczone po obu stronach stolika przy krótszych bokach i wykonane są z profilu ze stali lakierowanej proszkowo o przekroju kwadratowym



STKO-01/A (ST)

Wyposażenie dodatkowe: półka nadblatowa, miska na odpadki, koszyk na akcesoria, koszyk na cewniki, wieszak na kroplówki lub kable, kosz na odpady z pokrywą, pojemnik na rękawiczki.

Kolorystyka stolików: naabrany kolor wg palety RAL - wzornik Tech-Med.

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego:

500 x 500 x 900 mm [L x S x H], wymiary blatu: 450x500 mm [L x S]

Wysokość stolika z nadstawką: 1600 mm [H]

Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego STKO-04:

1150x500x900 mm [L x S x H], wymiary blatu: 1100x500 mm [L x S]

Dostępne długości blatu: 450, 500, 550, 600, 1100 mm [L]

*(wymiar blatu wypływa na wymiary całkowite stolika)

Przykładowe konfiguracje:



STKO-01/B (ST)



STKO-01/B (ST) z wyposażeniem



STKO-01/B (ST) z wyposażeniem



STKO-01/B (ST) z wyposażeniem



STKO-01/C (ST)



STKO-01/D (ST)



STKO-01/F (ST)



STKO-02/E (ST)



STKO-04 (ST)



STKO-04/A (ST)



STKO-04/B (ST)



STKO-04/D (ST)



STKO-04/E (ST)



STKO-04 (ST) z wyposażeniem