

SERIA ALUMED



AS-1510

Elementy **asystorów serii ALUMED** wykonano z:
stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
podstawa chromowana lub malowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Opcjonalnie: blat w formie szkła bezpiecznego odpornego na działanie środków chemicznych

Wymiary szafki: 450x450x540 mm [LxSxH]

Wysokość całkowita: 800 mm [H]

Średnica podstawy: 620 mm



AS-1110



AS-1220




AS-1310



AS-1610

SERIA K-5



A-03

Elementy **stolików serii K-5** wykonano z:
szafka z szufladami stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL
blat lakierowany proszkowo, z pogłębieniem
podstawa chromowana lub malowana proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Opcjonalnie: stoliki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary blatu: 450 x 450 mm [L x S]

Wysokość całkowita: 800 mm [H]

Średnica podstawy: 620 mm



A-01



A-02



A-04



A-05