

## SERIA REN



REN-01/ABS (ST)

Przykładowe rozwiązanie

### Modele szafek:



REN-02



REN-03



REN-04



REN-06

### Standard:

szafka stalowa, lakierowana na kolor wg palety RAL  
blat i podstawa z tworzywa ABS

### Opcja:

szafka wykonane w technologii Plaster Miodu



REN-02/ABS



REN-01/ABS



REN-02/ABS z trzema szufladami



Wykonanie niestandardowe

Elementy wózków serii REN wykonano z:

**szafka** stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL

**blat** z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony 3 bandami

**podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

**Opcja:** wykonana ze stali kwasoodpornej z frontami szafek lakierowanymi na kolor wg palety RAL

### Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:

- wysuwany blat boczny
- uchwyt na butlę z tlenem
- deska do przeprowadzenia RKO
- półka pod defibrylator
- wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- szyna instrumentalna do mocowania wyposażenia
- kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej
- stelaż na odpady z pokrywą i obręczą zaciskową mocującą worek
- pojemnik na rękawiczki
- pojemnik na zużyte igły
- kosz na cewniki/pojemnik na cewniki
- miska na odpadki
- koszyk na akcesoria
- pojemnik na narzędzia
- szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym
- potrójny pojemnik na rękawiczki

### Wymiary szafki:

długość: **600 mm** [L]

szerokość: **500 mm** [S]

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm** [H]

wysokość otwartej przestrzeni użytkowej **370 mm** [H]

### Wymiary szafki REN-06:

długość: **700 mm** [L]

szerokość: **500 mm** [S]

wysokość od podłoża do blatu: **1000 mm** [H]