

AGATKA




Zestaw AB z blatem monolitycznym, na wspólnym stelażu
stelaż anodowany

Elementy **stanowiska serii AGATKA** wykonano z:
stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wyposażony w stopki z możliwością poziomowania
wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
blat modułu A (wanienka), **U** (umywalka) i **B** (przewijak) z laminatu poliestrowo-szklanego, **blat modułu C** (stolik zabiegowy) z płyty meblowej
przewijak i stolik zabiegowy wyposażone w materacyk

Standardowo: każdy moduł jest wolnostojący, **opcja:** moduły na wspólnym stelażu

Standardowo: w każdym module blat jest oddzielny, **opcja:** blat monolityczny dla zestawu AB

Wyposażenie dodatkowe: bateria zlewozmywakowa sztorcowa z długą wylewką, bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką typu prysznic, bateria sztorcowa z termostatem z długą wylewką, ogrzewacz noworodkowy, kosz na odpady, wysuwana półka pod wagę noworodkową



Moduł U - umywalka

Wymiary:
400 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł A - wanienska

Wymiary:
800 x 580 x 900 mm lub
900 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł B - przewijak

Wymiary:
700 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Moduł C - stolik zabiegowy

Wymiary:
900 x 580 x 900 mm
[L x S x H]



Opcja: moduł A z szufladami



Zestaw AB, z blatem monolitycznym, na wspólnym stelażu lakierowanym proszkowo