

## OSKAR



Zestaw AC z blatem monolitycznym na wspólnym stelażu

Elementy **stanowiska serii OSKAR** wykonano z: **stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wyposażony w stopki z możliwością poziomowania  
**wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej  
**blat modułu A** (wanienka), **U** (umywalka), **B** (przewijak) i **C** (stolik zabiegowy) z laminatu poliestrowo-szklanego  
**przewijak i stolik zabiegowy** wyposażone w materacyk

**Standardowo:** każdy moduł jest wolnostojący, **opcja:** moduły na wspólnym stelażu

**Standardowo:** w każdym module blat jest oddzielny, **opcja:** blat monolityczny dla zestawu AC

**Wyposażenie dodatkowe:** bateria zlewozmywakowa sztorcowa z długą wylewką, bateria sztorcowa z wyciąganą wylewką typu prysznic, bateria sztorcowa z termostatem z długą wylewką, ogrzewacz noworodkowy, kosz na odpady, wysuwana półka pod wagę noworodkową



Moduł U - umywalka

**Wymiary:**  
400 x 580 x 900 mm  
[L x S x H]



Moduł A - wanienka

**Wymiary:**  
800 x 580 x 900 mm lub  
900 x 580 x 900 mm  
[L x S x H]



Moduł B - przewijak

**Wymiary:**  
580 x 700 x 900 mm  
[L x S x H]



Moduł C - stolik zabiegowy

**Wymiary:**  
700 x 580 x 900 mm  
[L x S x H]



Zestaw AB na wspólnym stelażu



Opcja: moduł A podwieszany