


SERIA MBR



SPP-01

Elementy **stolików MBR new** wykonano z:
stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały
blat z tworzywa ABS, zabezpieczonego z trzech stron burtami, wyposażony w tapicerowany materacyk
szafka/szuflady/półki z płyty meblowej laminowanej białej
front z płyty MDF lakierowanej na kolor wg palety RAL
podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL wzornik kolorów TECHMED

Wyposażenie dodatkowe: ogrzewacz noworodkowy IR, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły, uchylna miska, kosz na odpady, koszyki na akcesoria, ogrzewacz noworodkowy. Wyposażenie montowane jest na szynie instrumentalnej zamontowanej na stelażu stolika.

Wymiary całkowite: 830 x 660 x 950 mm

[L x S x H]

Wysokość od podłoża do blatu: 900 mm



SPP-02



SPP-03



SPP-04



SPP-01/W



SPP-05



SPM-01



SPM-02



SPM-03



SPM-04