

SERIA SPTM AL



SPTM-02/AL



SPTM-03/AL

Stelaż wykonano z zamkniętych profili aluminiowych, złązek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, wypełniono płytą meblową obustronnie laminowaną, wyposażono w nóżki z możliwością poziomowania

SERIA SAM



SAM-01

Elementy **stolików serii SAM** wykonano z:

blat stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z trzech stron szybkami z pleksi, wyposażony w materacyk

szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej laminowanej białej wyposażona w koła o średnicy 100 mm

front z płyty MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL wysuwana półka pod wagę

półka pod wagę z płyty meblowej wyposażona w relingi zabezpieczające przed zsunięciem się sprzętu

Wymiary całkowite: 1000 x 700 x 1050 mm

[L x S x H]

Wysokość do blatu: 900 mm



SAM-01 z półką



SAM-02S



SAM-03



SAM-01S

SERIA RN



RN-01

Elementy **stolików serii RN** wykonano z:

blat stalowy, lakierowany proszkowo, otoczony z czterech stron uchylnymi szybkami z pleksi, wyposażony w materacyk

szafka z drzwiczkami lub szufladami z płyty meblowej laminowanej białej

front z płyty meblowej MDF, lakierowanej na wybrany kolor wg palety RAL

podstawa stalowa lakierowana proszkowo lub stalowa w osłonie z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary całkowite: 550 x 700 x 1050 mm

[L x S x H]

Wysokość do blatu: 900 mm

Wysokość burty z pleksi: 190 mm



RN-02



RN-03



RN-04