

## SERIA BM



BM-01

Elementy **łóżeczek serii BM** wykonano z: **stelaż** z rurek stalowych, lakierowanych proszkowo, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą  
**Kojec** z tworzywa, wyposażony w materacyk

**Wymiaryzew. łóżeczka: 830 x 570 x 980 mm**  
[L x S x H]

**Wymiarywew. kojca: 660 x 410 x 220 mm**  
[L x S x H]

Łóżeczka BM-01, BM-02 posiadają funkcję najazdu stelaża w stelaż, w celu zminimalizowania miejsca przechowywania łóżeczek.




BM-01 opcja: stelaż lakierowany na kolor wg palety RAL



BM-02

Stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



Pozycja Anty-Trendelenburga +12°



Seria łóżeczek BM-02 posiada możliwość najazdu stelaża w stelaż w celu zminimalizowania miejsca przechowywania