

SERIA WD-1



WD-1



WD-1/A

Szafki serii **WD-1** wykonano w całości z płyty meblowej okleinowanej PCV.

Podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą.

Jednostronne lub dwustronne otwieranie **szuflady** oraz **drzwiczek**.

Wymiary całkowite: 430 x 460 x 880 mm
[L x S x H]

SERIA WD-2

Elementy **szafek serii WD-2** wykonano z:
blat z płyty meblowej okleinowanej PCV (opcja: z tworzywa ABS)

stelaż stalowy, lakierowany proszkowo

szuflada i szafka stalowe, lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL, jednostronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek

półka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9)

podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Opcja: dwustronne otwieranie **szuflady** oraz **drzwiczek**.

Wymiary całkowite: 430 x 410 x 880 mm
[L x S x H]



WD-2



WD-2/P

SERIA WD-6



WD-6/A



WD-6/B

Elementy szafki **WD-6** wykonano z:

stelaż z profili aluminiowych, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL

wypełnienie z płyty meblowej laminowanej

blat z tworzywa ABS

podstawa wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, (opcja: podstawa z tworzywa ABS)

Jednostronne otwieranie **szuflady** oraz **drzwiczek**.

Wymiary całkowite WD-6/A:
460x330x880 mm [L x S x H]

Wymiary całkowite WD-6/B:
480x400x880 mm [L x S x H]