

SERIA SR

Elementy **stołów serii SR** wykonano z:
stelaż stalowy, lakierowany proszkowo
leże tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję
zagiłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego
uchwyty na prześcieradło

Dane techniczne:

- długość zagiłówki: 500 mm
- długość całkowita: 1850 mm
- szerokość całkowita: 560 mm
- wysokość całkowita: 500 mm

Opcjonalnie: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



SR-1

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagiłówki: +45°



SR-3

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagiłówki: od -45° do +45°



SR-2

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagiłówki: +45°
- wysokość całkowita: 600, 700, 800 mm



SR-4

- leże trzysegmentowe
- regulacja zagiłówki: +45°
- regulacja podnóżka: -45° do +45°



SR-1 w wersji niemagnetycznej na kółkach

- leże dwusegmentowe
- regulacja zagiłówki: +45°
- stelaż z wzmocnionego kształtownika aluminiowego
- stelaż niemagnetyczny; kozetka do rezonansu



Opcja: stół wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą (tylko SR1, SR-2)



Opcja: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



Opcja: stół wyposażony w barierki

STANOWISKA DO INIEKCJI SERIA WP

Elementy **stanowiska serii WP** wykonano z:
stelaż stalowy, lakierowany proszkowo
siedzisko, oparcie i podłokietniki tapicerowane materiałem zmywalnym i odpornym na dezynfekcję

Opcjonalnie: stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Dane techniczne:

- regulacja wysokości i obrotu podłokietnika
- długość całkowita: 622 mm
- szerokość całkowita: 520 mm
- wysokość całkowita: 850 mm
- wymiary siedziska: 500x450 mm
- wysokość oparcia: 360 mm
- wysokość od podłoża do siedziska: 500 mm

Oznaczenie wykonania:
KO stal kwasoodporna gat. 0H18N9
ST stal lakierowana proszkowo



WP-1

Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 w formie wyjmowanej tacy



WP-2

Dane techniczne:

- siedzisko obrotowe o 180°
- regulacja wysokości siedziska: 880-1000 mm
- długość całkowita: 750 mm
- szerokość całkowita: 700 mm
- wysokość całkowita: 880-1000 mm
- szerokość siedziska: 360 mm
- długość siedziska: 410 mm
- wysokość oparcia: 360 mm
- wysokość od podłoża do siedziska: 460-580 mm